

Inovia

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das Pflegebett mit
innovativen Ideen





Inovia - Das Pflegebett mit innovativen Ideen

Ihre Vorteile

Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm

Der innovative Verstellbereich von 55 cm ermöglicht die Nutzung des Pflegebettes als Niedrigbett zur Sturzprophylaxe.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Sichere Arbeitslast von 225 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

Teleskopierbare Seitensicherung optional

Die optionale teleskopierbare Seitensicherung (TSG) lässt sich in 2 Stufen bequem nach oben ausziehen. Wird nur die kopfseitige Seite hochgezogen, bleibt dem Bewohner ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg.

Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung

Die auswandernde Rückenlehne schützt den Bewohner während der Verstellung des Bettes vor unangenehmen Scherkräften und trägt dadurch zur Dekubitusprophylaxe bei. Durch das Zurückweichen der angestellten Rückenlehne vergrößert sich der Sitzbereich und der Komfort des Bewohners steigt erheblich.

Details



Griffleiste aus Massivholz



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition



Handschalter mit selektiver Sperrung



Auswandernde Rückenlehne



Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm, Verstellbereich = 55 cm

Pflegebett **Inovia**

Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Stahl-Lamellen
Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv
- Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz (optional auch kopfseitig)
- Integrierte Seitensicherungen, Schutzhöhe 41 cm, für Matratzen bis 19 cm Höhe
- Innovative/wohnliche Optik
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 6. Artikel-Nr. 600842.



Zubehör

(gegen Mehrpreis
lieferbar)



Teleskopierbare
Seitensicherung (TSG)



Schaumlederbezug für DSG



Schaumlederbezug für TSG



Kojenbrett



Bettverlängerung



Serviertablett



Leselampe Sola

- Wandabstandsrollen
- Holzumbau in Kirsche Edel, Havanna Kirsche oder Königsahorn

Bestellnummern und Außenmaße

- 50.5522.24 Pflegebett **Inovia**, Länge 220 cm, Breite 105 cm
- 55.5522.34 Pflegebett **Inovia 100**, Länge 220 cm, Breite 115 cm
- 19.1400.1 Aufrichter

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

BURMEIER
Stieglmeyer-Gruppe