

Qualität und **Sicherheit**,
die sich **im Alltag**
bewähren

TOILETTE



Mit integrierter
Abdeckplatte



Stufenlos einstell-
bare Fußstütze



Eimer mit Deckel



Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

Komfortabel, sicher und besonders stabil

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Extragroße und weiche Sitzfläche und Rückenlehne bieten Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Absenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache Montage
- Einfach zu reinigen

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

Bestellnummer	
rot	530 200 000

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Höhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Fußstützen	Gewicht	Max. Belastung
Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL	72 cm	96 cm	98 cm	56 cm	42 cm	52 cm	42 - 57 cm	15,3 kg	200 kg