




**NEU**

Hygiene-  
aussparung

Handsteuerung  
einhängbar


Stecker



Kompakte  
Rückenlehne

Akku einfach  
austauschbar

Übersichtliche  
Handbedienung



## Badewannenlift Bellavita 2G

Der Leichteste seiner Klasse – 2. Generation

- Neue, einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breite Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der einzige Badewannenlift mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wannentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlift, zwei Jahre Garantie auf den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Handsteuerung und Verschleißteile)



## Badewannenlift Felix

Der Klassiker im Badezimmer

- Ergonomisch und individuell absenkbar Rückenlehne
- Kompakte, schwimmfähige Handsteuerung
- In allen gängigen Standard-Badewannen einsetzbar
- Mit Höhenadapter an die Badewannenhöhe anpassbar
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Alle Bezüge antibakteriell, abnehmbar und leicht zu reinigen
- Zum Transport handlich in zwei Teile zerlegbar
- Einfach zu verstauen
- Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden
- Drei Jahre Garantie (ausgenommen Bezüge und Verschleißteile)



### Badewannenlift Bellavita 2G

Bestellnummer	ohne Bezug	mit Bezug Classic	mit Bezug Komfort
weiß / blau / grau	465 100 100	465 100 252 / 312 / 432	465 200 252 / 312 / 432
HMV-Nr.	04.40.01.0054	04.40.01.0055	

### Badewannenlift Felix

Bestellnummer	ohne Bezug	mit Bezug Classic	mit Bezug Komfort
weiß / blau	441 100 100	441 100 252 / 312	441 200 252 / 312
HMV-Nr.	04.40.01.0002	04.40.01.0035	

### Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehne	Gewicht	Max. Belastung
Badewannenlift Bellavita 2G	70 cm	83 cm	35 cm	42 cm	6 - 48 cm	10° - 50°	9,3 / 9,7 kg	140 kg
Badewannenlift Felix	70 cm	86 cm	37 cm	45 cm	8 - 42 cm	12° - 40°	14,8 kg	140 kg